

## Etykieta główna Bovikalc – Wersja 04 – 01.01.2011 r.

*“In the red circle”*

### **Bovikalc**

Mineralny suplement diety  
ograniczający ryzyko wystąpienia  
porażenia poporodowego u krów  
mlecznych

4 x 190 g

**Właściwości:** Bovikalc to bolus o wysokiej zawartości wapnia, który ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia różnego stopnia hypokalcemii u krów mlecznych w okresie okołoporodowym.

Preparat Bovikalc zawiera chlorek wapnia, który szybko rozpuszcza się w żwaczu, oraz siarczan wapnia, który rozpuszcza się dopiero po rozłożeniu przez mikroflorę żwacza.

Bolus 190 g  
Każde opakowanie zawiera 4 bolusy

### **Skład**

Chlorek wapnia, siarczan wapnia

### **Substancje pomocnicze:**

Informacje można uzyskać u dostawcy

### **Analiza składu**

Wapń =	21.9%
Wilgotność =	32.0%

Jeden bolus zawiera 42 g wapnia  
Z czego 71% w postaci chlorku wapnia i 29% w postaci siarczanu wapnia

Bovikalc nie zawiera sodu, fosforu ani magnezu.

### **Sposób użycia i dawkowanie:**

Preparat przeznaczony do stosowania u krów mlecznych zagrożonych porażeniem poporodowym – w szczególności krów wysokowydajnych i osobników, u których wystąpiło porażenie poporodowe.

W przypadku krów zagrożonych porażeniem poporodowym należy podać 4 bolusy:

- Pierwszy w momencie wystąpienia pierwszych objawów porodu
- Drugi bolus – niezwłocznie po porodzie
- Trzeci bolus – 12-15 godzin po porodzie
- Czwarty bolus – 24-30 godzin po porodzie

W przypadku krów, którym podano wcześniej wapń w iniekcji, należy podać 2 bolusy:

- Pierwszy bolus – 2-3 godziny po iniekcji wapnia
- Drugi bolus – 12-15 godzin później

Przed zastosowaniem zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza weterynarii.

### **Środki ostrożności**

Preparatu Bovikalc nie wolno podawać krowom wykazującym kliniczne objawy porażenia poporodowego, ponieważ mogą im towarzyszyć zaburzenia połykania.

Nie należy podawać preparatu Bovikalc krowom zalegającym.

Nie podawać, jeżeli powłoka bolusa jest uszkodzona lub odłamuje się.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w temperaturze maks. 30°C.

Bolus należy przechowywać w pojemniku do ostatniej chwili przed użyciem, ponieważ jest on podatny na wilgoć zawartą w powietrzu.

Nr partii:

Najlepiej zużyć przed (MM, RR):

### **Dystrybucja i informacja**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
ul Wołoska 5,  
02-675 Warszawa  
tel 22- 699-0-699 / fax 22-6990-698

### **Wytwórca**

Boehringer Ingelheim Dania A/S  
DK-2100 Kopenhaga OE  
208-R854833